

Druckluftbetriebene Absaugung nur noch für Druckluft

In der Vergangenheit haben wir den Vakuumregler SPECHT als auch den SKUA mit einem sog. Kombi-Stecker angeboten und verkauft.

Dies ist seit dem 01.01.2018 nicht mehr möglich.

Grund hierfür:

Die Produktspezifikation sieht vor, dass der Antrieb für den Ejektor über Druckluft erfolgt. Ein Betrieb über Sauerstoff ist bei einem stationären Einsatz aufgrund der UVV Sauerstoff zu untersagen.

Die Zweckbestimmung ist ebenfalls auf Druckluft eingeschränkt.

Somit haben wir alle Varianten Specht und Skua mit einem sog. Kombi-Stecker für den weiteren Verkauf gesperrt.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Ihr GREGGERSEN-Team

