

Hygienecenter

Mobiliar

Hygiene – immer dort, wo sie gebraucht wird

Hygienefragen sind in unserem Alltag stetig von Bedeutung. Aktuelle Gefahren wie Influenza machen es notwendig, dass die Hygieneanforderungen auch in Schulen, Kindergärten, Flughäfen und öffentlichen Gebäuden kontinuierlich wachsen.

Die mobile Hygiene-Station von provita medical gmbh macht Hygiene ganz unkompliziert dort möglich, wo sie nötig ist. Hierbei steht die Hände-Desinfektion im Vordergrund. Die Gefahr, die von unzureichender Hände-Hygiene ausgeht, wird von Ärzten und Hygiene-Profis als sehr groß beurteilt. Die hochwertige Verarbeitung von Aluminium und nichtrostenden Edelstahl-Materialien sind selbstverständlich und unterstreichen die Anforderungen.

Durch die individuelle Möglichkeit der Gestaltung und Beschriftung der Hinweistafel am Hygienecenter kann das Thema in „Ihrem“ Namen an Priorität gewinnen. Natürlich bekommen Sie genau diese Gestaltung aus unseren Händen. Hier finden Sie einige Beispiele. Geben Sie der Hygiene eine neue Bedeutung!





Komplettausstattung

| | |
|------------|--------|
| ● S02512PB | blau |
| ● S025120I | gelb |
| ● S025120S | silber |

Ausstattungsumfang siehe Abbildung.

Das Gesamtgewicht beträgt 19 kg.




Konfigurieren Sie Ihr Hygienecenter hier:



Rollfuß mit Standrohr

| | |
|----------|--|
| Material | Edelstahl |
| Tragrohr | L 1.500 mm, Ø 33,7 mm |
| Ø Fuß | 630 mm |
| Rollen | Mono Ø 80 mm entsprechend DIN EN 60601 elektrisch leitfähig und feststellbar |



● S07501PB ● S075012I ● S075012S

Handschuhboxhalter

| | |
|-------------|----------------------------|
| 2-fach | |
| Material | Aluminium, beschichtet |
| Größe | 280 × 270 × 100 mm |
| Befestigung | mittels Schnellspannkloben |
| Gewicht | ca. 1,3 kg |



● Z2N658PB ● Z2N6585I ● Z2N6585S

Handschuhboxhalter

| | |
|-------------|----------------------------|
| 3-fach | |
| Material | Aluminium, beschichtet |
| Größe | 390 × 260 × 100 mm |
| Befestigung | mittels Schnellspannkloben |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |



● Z2N655PB ● Z2N6552I ● Z2N6552S

Handschuhboxhalter


| | |
|------------------------|----------------------------|
| 3-fach | |
| Material | Edelstahl / Aluminium |
| Größe (außen) | 240 × 403 × 99 mm |
| Größe (innen, je Fach) | 240 × 132 × 96 mm |
| Befestigung | mittels Schnellspannkloben |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |



● Z2N670PB ● Z2N6704I ● Z2N6704S

Ablageplatte

| | |
|----------|-----------------------|
| Material | Edelstahl / Aluminium |
| Größe | 310 × 250 mm |



● Z2N075PB ● Z2N0754I ● Z2N0754S

Desinfektionsmittelspender

| | |
|--------------------------|-----------|
| 500 ml, mit langem Hebel | |
| Material | Aluminium |



● Z2N657PB ● Z2N6586I ● Z2N6586S

| | |
|-------------------|-----------|
| mit Melaminschale | |
| Material | Aluminium |

● Z2N660PB ● Z2N6588I ● Z2N6588S

Abtropfschale

| | |
|----------|-----------------------|
| 2 Liter | |
| Material | Edelstahl / Aluminium |
| Größe | 300 × 200 × 100 mm |



● Z2N061PB ● Z2N0616I ● Z2N0616S

Großer Ablagekorb

| | |
|----------|-----------------------|
| Material | Edelstahl / Aluminium |
| Größe | 460 × 460 × 150 mm |



Z2N65842

Sterilgutkorb

| | |
|----------|-----------------------|
| Material | Edelstahl / Aluminium |
| Größe | 300 × 200 × 100 mm |



● Z2N659PB ● Z2N6583I ● Z2N6583S



Infusionsständer und Mobilar