

Zubehör

Infusionsständer



Flaschenkreuz

4 Haken M6, für Infusionsständer mit Einpressmutter M10, Gewindezapfen M10 zum Einschrauben

Belastbarkeit	2,0 kg pro Haken
Gewicht	ca. 0,15 kg

Z2N06352	Edelstahl
Z2S06367	Stahl verchromt



Flaschenkreuz

4 Haken, für Infusionsständer ohne Einpressmutter, für Rundrohr Ø 18 mm

Belastbarkeit	2,0 kg pro Haken
Material	Kunststoff
Gewicht	ca. 0,06 kg

Z2K0645 -	G › grün / D › blau / H › rot N › grau / R › schwarz
-----------	---



Flaschenkreuz zum Einschlagen

4 Haken, für Infusionsständer ohne Einpressmutter, für Rundrohr Ø 18 mm

Belastbarkeit	2,0 kg pro Haken
Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 0,15 kg

Z2N06392



Flaschenkreuz für 5L-Beutel

4 Haken M8, für Infusionsständer mit Einpressmutter M10, Gewindezapfen M10 zum Einschrauben

Belastbarkeit	5,0 kg pro Haken
Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 0,2 kg

Z2N06102



Flaschenbalken

Haken M6, für Infusionsständer mit Einpressmutter M10, Gewindezapfen M10 zum Einschrauben

Belastbarkeit	2,0 kg pro Haken
Material	Edelstahl

Z2N06552	4 Haken, Länge 500 mm
Z2N06542	6 Haken, Länge 600 mm



Schiebegriff*

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels 2 Befestigungsschrauben

Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 0,55 kg

Z2N07982



Schiebegriff, abklappbar*

für Rundrohr Ø 25 mm

Material	Edelstahl
Farbe d. Befestigungsklaue	blau
Gewicht	ca. 0,9 kg

Z2N07952



Schiebegriff für ECO-MOVE*

für Rundrohr Ø 25 mm

Material	Edelstahl / Aluminium
Farbe d. Befestigungsklaue	blau
Griffschutz	auf Handgriff-Enden

Z-ECO001



Infusionsflaschenhalter

2 Flaschenkörbe und 2 Flaschenhaken, für Infusionsständer mit und ohne Einpressmutter, für Rundrohr Ø 18 mm

Belastbarkeit	2,0 kg pro Korb, bzw. Haken
Gewicht	ca. 0,4 kg

Z2N65632	zum Schrauben, Edelstahl (Haken), Halter mit Edelstahl-Mittelteil
Z2S65737	zum Schrauben, verchromt (Haken + Körbe), Halter mit Aluminium-Mittelteil
Z2S65837	zum Einschlagen, verchromt (Haken + Körbe), Halter mit Kunststoff-Mittelteil



Schiebegriff*

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels Handrad

Material	Edelstahl
Farbe der Kunststoffteile	Schwarz
Gewicht	ca. 0,4 kg

Z2N06982



Schiebegriff*

für Rundrohr Ø 38 mm

Material	Aluminium
Farbe	weiß
Größe	290 x 380 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg

Z2N09343



Schiebegriff mit Hand-Schnellverschluss*

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels Handrad

Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Z2K0698R

! *Achtung: Schiebegriffe nicht zulässig bei Infusionsständern der Serien I-N und I-H.



Ablageplatte eckig*

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels Handrad, mit umlaufender Sicherheitskante

Material	Edelstahl/Aluminium
Größe	315 × 275 mm
Gewicht	ca. 2,75 kg

Z2N63422



Ablageplatte rund*

für Rundrohr Ø 25 mm, mit umlaufender Sicherheitskante

Material	Edelstahl
Durchmesser	370 mm
Gewicht	ca. 2,9 kg

Z2N64422



Monitorträger*

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels Handrad, mit seitlicher Sicherheitskante

Material	Stahl, weiß beschichtet/Aluminium
Größe	240 × 248 mm
Gewicht	ca. 2,75 kg

K2S7043A



Identifikationshülse

für Rundrohr Ø 25 mm, Beschriftung des Infusionsständers zur einfacheren Stations- oder Raumzuordnung

Material	Polycarbonat
Gewicht	ca. 0,1 kg

H2K0625-



Doppel-Geräteschiene

für Rundrohr Ø 25 mm

Material	Aluminium / Edelstahl
Gewicht	ca. 1,3 kg
optional	für Rundrohr Ø 33,7 mm / Ø 38 mm

Z2N06932



Kompaktschiene (zweigeteilt)

für Rundrohr Ø 38 mm

Material	Aluminium
Geräteschiene	25 × 10 mm, umlaufend
Belastbarkeit	30,0 kg
Größe	110 × 110 mm
Gewicht	ca. 0,9 kg

Z2N09303



! *Achtung: Nicht generell nachträglich montierbar. Gerne beraten wir Sie hierzu bei Bedarf.



medizinische Steckdosenleiste „vari med“

+ mit Kindersicherung (erhöhter Berührungsschutz der Steckdose)

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
nach Norm	DIN EN 60601-1-1
Betriebsanzeige	grün
Absicherung	2-polig T6, 3AH
Schutzhaube	automatisch verriegelnd, nur mit Werkzeug zu öffnen
Kabelzuleitung	3 m (Spiralkabel 1 – 3 m), mit medizinischem Stecker
Kabelquerschnitt	1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Nachverfolgbarkeit	über Herstellerdatum auf Kabel, Zuleitung und Stecker
Steckplätze	4 oder 6-fach, 90° gedreht mit ausreichend Abstand
Befestigung	Universalbefestigung für Geräteschiene und Rundrohr
optional	antibakterielle Zuleiter / Stecker

für ortsveränderlichen Einsatz (Kabelquerschnitt 1,5 mm²)

Z2K06384	4-fach
Z2K07014	4-fach, 2-polig abgesichert
Z2K07024	4-fach, Spiralkabel
Z2K07034	4-fach, Spiralkabel, 2-polig abgesichert
Z2K06394	6-fach
Z2K07114	6-fach, 2-polig abgesichert, 5 m Zuleitung
Z2K07124	6-fach, 2-polig abgesichert, 3 m Zuleitung

für ortsveränderlichen Einsatz (Kabelquerschnitt 1,5 mm²)

mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich

Z2K07064	4-fach, 2-polig abgesichert, 1,5 m, 4 × PA, PA-Ltg.: 4 mm ² , 4 m
Z2K07074	4-fach, 2-polig abgesichert, 3 m, 4 × PA, PA-Ltg.: 4 mm ² , 4 m
Z2K07084	4-fach, 2-polig abgesichert, 5 m, 4 × PA, PA-Ltg.: 4 mm ² , 4 m
Z2K07094	4-fach, 2-polig abgesichert, Spiralkabel 1–3 m, 4 × PA, PA-Ltg.: 4 mm ² , 4 m

für medizinische Festeinbauten (Kabelquerschnitt 2,5 mm²)

Z2K07044	4-fach
Z2K07054	4-fach, 2-polig abgesichert

für medizinische Festeinbauten (Kabelquerschnitt 2,5 mm²)

mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich

Z2K07104	4-fach, 2-polig abgesichert, 2,5 mm ² , 1,5 m, 4 × PA, PA-Ltg.: 4 mm ² , 4 m
----------	---





Pumpenhalter für 2 Geräte

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels Handrad, zur Aufnahme von Infusionspumpen und anderen Geräten

Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 1,0 kg

Z2N06312



Pumpenhalter für 4 Geräte

für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar mittels zweier Handräder, zur Aufnahme von Infusionspumpen und anderen Geräten

Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 1,2 kg

Z2N06292



Geräteschiene

für nachträgliche Montage an Rundrohren Ø 25/38 mm, höhenverstellbar mittels zweier Befestigungsschrauben

Material	Edelstahl
Profil	25 x 10 mm
Länge	558 mm
Belastbarkeit	ca. 8,0 kg
Gewicht	ca. 0,9 kg

H2N70432	für Rundrohr Ø 25 mm
H2N70332	für Rundrohr Ø 38 mm



Wandhalter

zur direkten Montage von Stativen an die Wand, mit 4 Befestigungsbohrungen

Material	Aluminium, weiß beschichtet
Mit Aufnahme	Ø 18 mm
Größe	ca. 60 x 60 x 70 mm

Z2N0617A mit Madenschraube

! Montagehinweise siehe S. 192



Rohr-Klaue

zur Befestigung von Zubehör an Infusionsständern, Ø 25–50 mm

Material	Aluminium, beschichtet
Aufnahme	Ø 18 mm
Gewicht	ca. 0,13 kg

Z2N0502A	weiß
Z2N0502S	silber

WICHTIG: Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass sich nicht alle Flaschenkreuz-/balken-Varianten/Zubehörteile für Produkte mit unbeschwerter Fußkonstruktion eignen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Möglichkeit nutzen und sich von unserem Verkaufs-Team bezüglich der ‚Kippsicherheit‘ und den Anforderungen nach DIN EN 60601 beraten lassen. Ebenfalls gefährden Änderungen an Produkten die Zulassung nach DIN EN 60601. Gerne informieren wir Sie auch in diesem Punkt.

Zubehör mit Schnellspannkloben

zur Befestigung an Rundrohren \varnothing 25 - 33,7 mm
(Farbe des Handgriff: blaugrau)



Drainagehalter 2 Haken

Material	Edelstahl / Aluminium
Abstand der Haken	160 mm
Belastbarkeit	2,0 kg / Haken
Gewicht	ca. 0,5 kg

Z-PRE001



Ablageplatte

Material	Edelstahl / Aluminium
Größe	310 x 250 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg

Z-PRE003



Schiebegriff*

Material	Edelstahl / Aluminium
Gewicht	ca. 0,55 kg

Z-PRE006



Ablagekorb

Material	Edelstahl / Aluminium
Größe	300 x 200 x 100 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg

Z-PRE005



Pumpenhalter für 2 Geräte

Material	Edelstahl / Aluminium
Belastbarkeit	5,0 kg (je 2,5 kg pro Seite)
Gewicht	ca. 0,95 kg

Z-PRE002



Kittelhalter 2 Haken

Material	Edelstahl / Aluminium
Gesamtlänge	460 mm
Belastbarkeit	1,0 kg / Haken
Gewicht	ca. 0,7 kg

Z2N6661S



Geräteschiene

Material	Edelstahl / Aluminium
Größe	25 x 10 x 500 mm
Belastbarkeit	5,0 kg (je 2,5 kg pro Seite)
Gewicht	ca. 0,7 kg

Z-PRE004

! *Achtung: Schiebegriffe nicht zulässig bei Infusionsständern der Serien I-N und I-H