

KUNDENINFO 11/2017 [01]



UPGRADE SKUA + PIROL 2.0

08.11.2017

Die Vorteile bleiben...


**UM 360° DREHBARES
MANOMETER**
Hiermit wird Ihnen ermöglicht,
das Manometer aus jeder
gewünschten Perspektive
abzulesen.

**GROBES ERGONOMISCHES
HANDRAD**
Zur stufenlosen Regulierung
der Absaugleistung und OFF-
Kennzeichnung zur einfachen,
kompletten Abschaltung des
Gerätes.

**LEICHT ZU REINIGENDE,
MATTE METALLISCHE OBERFLÄCHE**
Große Flächen, wenige Übergänge und
Kanten sorgen für einen hochwertigen
Eindruck und ermöglichen eine einfache
Reinigung des Gerätes.

EINFACH ABZULESENDES ANALOG-MANOMETER
Klare Bezifferung, starke Kontraste und ein
Durchmesser von 50mm sorgen für jederzeitige
Klarheit beim Benutzer. Die gelbe Anzeigenadel
zeigt eindeutig das eingestellte Vakuum.

FEDEBELASTETE SCHIENENKLAUE
Zum komfortablen Ein- und Aushängen in eine
Geräte-Normschiene im Einhandbetrieb
(bei Geräten in Schienenausführung).



MEHRFACH AUSGEZEICHNETES DESIGN:



...und weitere Neuerungen kommen hinzu!

KUNDENINFO 11/2017 [01]



UPGRADE SKUA + PIROL 2.0

08.11.2017



Bsp.: Pirol 2.0 -90 Steckergerät VAC



Bsp.: Skua 2.0 -90 Schienengerät AIR

Warum erhalten die ohnehin guten Produkte Skua und Pirol überhaupt ein Upgrade?

Greggersen nimmt Wünsche und Rückmeldungen vom Markt und den Anwendern seiner Geräte sehr ernst. Das erlangte Wissen wird im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses der Produktweiterentwicklung zugeführt. Das gilt für neue und bestehende Produkte gleichermaßen.

Vorteile der Versionen 2.0

- Ø 10% leichter
- Ø 10% leiser (nominell)
- Abluftstrom Skua 2.0 360° verstellbar
- Überdruckventil innerhalb des Gehäuses
- Manometer ist leichter drehbar
- Neu: Hinweisschild im Handrad

Varianten zum Serienstart

- Pirol 2.0 -90 Stecker DIN und Schiene NIST
- Pirol 2.0 -30 Stecker DIN und Schiene NIST
- Skua 2.0 -90 Stecker DIN und Schiene NIST
- Skua 2.0 -30 Stecker DIN und Schiene NIST
- Alle Gerätetypen jeweils als Conport und Varioport Version

Technische Daten

Pirol 2.0 -90 Stecker
max. Flow: 44 l/min
max. Vakuum: -90 kPa
max. Betriebsger.: 57,6 dB(A)
Gewicht: 428g

Skua 2.0 -90 Stecker
max. Flow: 24 l/min
max. Vakuum: -85 kPa
max. Betriebsger.: 60,7 dB(A)
Gewicht: 476g

Pirol 2.0 -30 Schiene
max. Flow: 30 l/min
max. Vakuum: -30 kPa
max. Betriebsger.: 50,3 dB(A)
Gewicht: 572g

Skua 2.0 -30 Schiene
max. Flow: 38 l/min
max. Vakuum: -30 kPa
max. Betriebsger.: 67 dB(A)
Gewicht: 606g

KUNDENINFO

11/2017 [01]



UPGRADE SKUA + PIROL 2.0

08.11.2017

	Alte Artikelnummern		Neue Artikelnummern
	Version 1.0 ALT gesperrt	€	Version 2.0 NEU Nachfolger
Vakuumregler PIROL, VAC, Steckergerät / suction regulator PIROL, VAC, plug-unit			
Vakuumregler PIROL-90, bis -90 kPa, VAC, Steckergerät DIN vacuum-regulator PIROL-90, up to -90 kPa, VAC, plug-unit DIN	904500	198,50	904604
Vakuumregler PIROL-90, bis -90 kPa, VAC, Steckergerät CARBA vacuum-regulator PIROL-90, up to -90 kPa, VAC, plug-unit CARBA	904502	232,50	auf Anfrage
Vakuumregler PIROL-90, bis -90 kPa, VAC, Steckergerät Medap C vacuum-regulator PIROL-90, up to -90 kPa, VAC, plug-unit Medap C	904504	245,00	auf Anfrage
Vakuumregler PIROL-30, bis -30 kPa, VAC, Steckergerät DIN vacuum-regulator PIROL-30, up to -30 kPa, VAC, plug-unit DIN	904510	383,00	904606
Vakuumregler PIROL-15, bis -15 kPa, VAC, Steckergerät DIN vacuum-regulator PIROL-15, up to -15 kPa, VAC, plug-unit DIN	904520	442,90	entfällt
Vakuumregler PIROL, VAC, Schienengerät / suction regulator PIROL, VAC, rail-unit			
Vakuumregler PIROL-90, bis -90 kPa, VAC, Schienengerät NIST vacuum-regulator PIROL-90, up to -90 kPa, VAC, rail-unit NIST	904501	226,60	904605
Vakuumregler PIROL-30, bis -30 kPa, VAC, Schienengerät NIST vacuum-regulator PIROL-30, up to -30 kPa, VAC, rail-unit NIST	904511	412,00	904607
Vakuumregler PIROL-15, bis -15 kPa, VAC, Schienengerät NIST vacuum-regulator PIROL-15, up to -15 kPa, VAC, rail-unit NIST	904521	471,00	entfällt
Vakuumregler SKUA, AIR, Steckergerät / suction regulator SKUA, AIR, plug-unit			
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Steckergerät DIN vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR, plug-unit DIN	904540	218,00	904600
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Steckergerät DIN vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR/O2, plug-unit DIN	904542	218,00	auf Anfrage
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Steckergerät CARBA vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR, plug-unit CARBA	904544	252,00	auf Anfrage
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Steckergerät Medap C vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR, plug-unit Medap C	904545	265,00	auf Anfrage
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Steckergerät NF vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR, plug-unit NF	904547	218,00	auf Anfrage
Vakuumregler SKUA-30, bis -30 kPa, AIR, Steckergerät DIN vacuum-regulator SKUA-30, up to -30 kPa, AIR, plug-unit DIN	904550	406,00	904602
Vakuumregler SKUA-15, bis -15 kPa, AIR, Steckergerät DIN vacuum-regulator SKUA-15, up to -15 kPa, AIR, plug-unit DIN	904560	462,00	entfällt

KUNDENINFO

11/2017 [01]



UPGRADE SKUA + PIROL 2.0

08.11.2017

	Alte Artikelnummern		Neue Artikelnummern
	Version 1.0 ALT gesperrt	€	Version 2.0 NEU Nachfolger
Vakuumregler SKUA, AIR, Schienengerät / suction regulator SKUA, AIR, rail-unit			
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR, Schienengerät NIST vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR, rail-unit NIST	904541	246,00	904601
Vakuumregler SKUA-90, bis -90 kPa, AIR/O ₂ , Schienengerät NIST vacuum-regulator SKUA-90, up to -90 kPa, AIR/O ₂ , rail-unit NIST	904543	246,00	auf Anfrage
Vakuumregler SKUA-30, bis -30 kPa, AIR, Schienengerät NIST vacuum-regulator SKUA-30, up to -30 kPa, AIR, rail-unit NIST	904551	433,00	904603
Vakuumregler SKUA-15, bis -15 kPa, AIR, Schienengerät NIST vacuum-regulator SKUA-15, up to -15 kPa, AIR, rail-unit NIST	904561	491,00	entfällt
Vakuumregler ThorafLOW, VAC suction regulator ThorafLOW, vac		€	
Vakuumregler ThorafLOW, VAC, Steckgerät DIN vacuum-regulator ThorafLOW, vac, plug-unit DIN	904570	610,00	entfällt
Vakuumregler ThorafLOW, VAC, Schienengerät NIST vacuum-regulator ThorafLOW, vac, rail-unit NIST	904571	657,00	entfällt
Absaugeinheit VARIOPORT PIROL, tragbar, VAC / portable suction unit VARIOPORT PIROL, VAC		€	
VARIOPORT PIROL-90, VAC, Schienengerät NIST ohne Anschlußschlauch suc.unit VARIOPORT PIROL-90, VAC, rail-unit NIST without connection h	904580	481,50	904609
Absaugeinheit VARIOPORT SKUA, tragbar, AIR / portable suction unit VARIOPORT SKUA, AIR		€	
VARIOPORT SKUA-90, AIR, Schienengerät NIST suc.unit VARIOPORT SKUA-90, AIR, rail-unit NIST	904581	515,00	904608
VARIOPORT SKUA-90, AIR/O ₂ , Schienengerät NIST suc.unit VARIOPORT SKUA-90, AIR/O ₂ , rail-unit NIST	904582	515,00	auf Anfrage
ConPort Skua-90, AIR, Schienengerät NIST suc.unit ConPort Skua-90, AIR, rail-unit NIST	902155	590,00	904610
ConPort Pirol-90, VAC, Schienengerät NIST suc.unit ConPort Pirol-90, VAC, rail-unit NIST	902156	590,00	904611

Bitte beachten! Reparaturen und Ersatzteile für die Versionen 1.0 sind nur noch bis zum 31.12.2022 verfügbar.