






Gerät/Produkt	Zielgruppe / Besonderheit	Indikation	Ausstattung
VELOX® / VELOX® Junior Bestellnr. 055G1000 PZN 11006307 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0142 Bestellnr. 055G1100 PZN 11006313 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0143 	VELOX®: Für Kinder und Erwachsene ab 3 Jahre VELOX® Junior: Für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahre <ul style="list-style-type: none"> Inhalationsgerät mit moderner Schwingmembran-Technologie Mobile und nahezu geräuschlose Therapie Besonders kurze Inhalationszeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis Atelektasen oder Bronchiektasen COPD 	<ul style="list-style-type: none"> VELOX Steuerungseinheit VELOX Membranvernebler Mundstück VELOXcare (Reinigungshilfe) Steckernetzteil (EU) Tragetasche VELOX Junior: zusätzlich mit SMARTMASK Baby
PARI BOY® SX Bestellnr. 085G3000 PZN 01084424 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0080 	Für Patienten ab 4 Jahren mit Extraausstattung: <ul style="list-style-type: none"> Variables Aerosolspektrum durch zwei unterschiedliche Düsenaufsätze PIF (Peak Inspiratory Flow)-Control: atemsensorisches Feedbacksystem für langsames, kontrolliertes Einatmen Optionale Intervall- und Dauerverneblung PARI PEP S System zur Kombination von Physio- und Inhalationstherapie 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis Atelektasen oder Bronchiektasen Lungenemphysem COPD 	<ul style="list-style-type: none"> Mundstück Kindermaske soft PARI LC SPRINT Vernebler LC Unterbrecher Zusätzlich roter Düsenaufsatz PIF-Control PARI PEP S System
PARI JuniorBOY® SX Bestellnr. 085G3300 PZN 08884300 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0109 	Für Kleinkinder und Babys ab dem 1. Lebensmonat: <ul style="list-style-type: none"> Kleine Tröpfchen für kleine Atemwege Weiche Babymaske und frei drehbarer BABY Winkel für die Inhalation im Sitzen und Liegen PIF (Peak Inspiratory Flow)-Control: atemsensorisches Feedbacksystem für langsames, kontrolliertes Einatmen 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis Atelektasen oder Bronchiektasen 	<ul style="list-style-type: none"> Mundstück BABY Maske Größe 2 / BABY Winkel PARI LC SPRINT Junior Vernebler PIF-Control
PARI TurboBOY® SX Bestellnr. 085G3200 PZN 09084866 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0110 	Für (fast) alle ab 4 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> Schnell und effizient PIF (Peak Inspiratory Flow)-Control: atemsensorisches Feedbacksystem für langsames, kontrolliertes Einatmen 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis Atelektasen oder Bronchiektasen COPD 	<ul style="list-style-type: none"> Mundstück Kindermaske soft PARI LC SPRINT Vernebler PIF-Control
PARI BASIC Bestellnr. 047G3000 PZN 06116525 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0106 	Für Kinder und Erwachsene: <ul style="list-style-type: none"> Klein und handlich Nachrüstbar mit PARI BASIC Mobilset für maximale Mobilität Mit bewährtem PARI LC PLUS Vernebler 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis COPD 	<ul style="list-style-type: none"> Mundstück Kindermaske soft PARI LC PLUS Vernebler
PARI COMPACT Bestellnr. 052G1000 PZN 03852324 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0070 	Für Kinder und Erwachsene: <ul style="list-style-type: none"> Mit bewährtem PARI LC PLUS Vernebler 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis COPD 	<ul style="list-style-type: none"> Mundstück Kindermaske soft PARI LC PLUS Vernebler
PARI COMPACT Junior Bestellnr. 052G1300 PZN 04760618 Hilfsmittelnr. 14.24.01.0124 	Für Kinder bis 3 Jahre <ul style="list-style-type: none"> Enthält PARI BABY Maske Gr. 2 und BABY Winkel Mit bewährtem LC PLUS Vernebler 	<ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis 	<ul style="list-style-type: none"> BABY Maske Gr. 2 BABY Winkel PARI LC PLUS Vernebler Mundstück







PARI Geräte für die oberen Atemwege





Gerät/Produkt	Zielgruppe / Besonderheit	Indikation	Ausstattung
PARI XLent® Bestellnr. 085G3800 PZN 07116273 Hilfsmittelnr. 14.24.02.0018 	Für Erwachsene und Kinder: <ul style="list-style-type: none"> Extragroße Aerosol-Tröpfchen zur Behandlung der oberen Atemwege 	<ul style="list-style-type: none"> Krupp-Syndrom Laryngitis Pharyngitis 	<ul style="list-style-type: none"> PARI LC SPRINT XLent Vernebler BABY Maske Größe 2 / BABY Winkel Erwachsenenmaske
PARI SINUS Bestellnr. 028G1000 PZN 00823925 Hilfsmittelnr. 14.24.02.0011 	Für Sinusitis-Patienten, ab 6 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> Pulsierendes Aerosol transportiert das Medikament direkt in die Nasennebenhöhlen Mit PARI LC SPRINT Vernebler auch für die unteren Atemwege geeignet (Zubehör) 	<ul style="list-style-type: none"> Sinusitis Sinubronchitis 	<ul style="list-style-type: none"> PARI LC SPRINT SINUS Vernebler PARI SINUS Schlauchsystem
PARI MONTESOL Nasendusche Bestell-Nr. 177G1010; PZN 00169934 	Für die effektive und sanfte Reinigung der Nase <ul style="list-style-type: none"> Zur Reinigung der Nase von Allergenen und Verunreinigungen, die über die Atemluft in die Nase gelangen Zur Befeuchtung trockener Schleimhäute Zur Vorbeugung und Linderung von Erkältungssymptomen 	<ul style="list-style-type: none"> Erkältungskrankheiten Allergien 	<ul style="list-style-type: none"> Nasenspülung mit Natursole aus Bad Reichenhall mit Dexpanthenol zur zusätzlichen Pflege der Nasenschleimhaut Nasenspülung und Nasendusche nur einzeln erhältlich
PARI MONTESOL Nasenspülung Bestell-Nr. 177G1020; PZN 01075477			

Inhalierhilfe VORTEX®

NEU

Produkt	VORTEX®	VORTEX® mit Erwachsenenmaske	VORTEX® mit Baby- und Käfermaske	VORTEX® mit Kinder- und Froschmaske
Abbildung				
Menge				
Bestellnr.	051G5000	051G5060	051G5020	051G5040
PZN	12371196	12371285	12371279	12371291
Hilfsmittelnr.	14.24.03.1001			
Zielgruppe	Ab 4 Jahre		0 – 2 Jahre	Ab 2 Jahre
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none"> Antistatische Metallkammer – fördert eine zuverlässige Dosierung Geeignet für alle gängigen Dosieraerosole Verbesserte Sichtbarkeit der Ausatemventile <p>Einhand-Bedienhilfe erleichtert die Anwendung bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflegebedürftigen und Älteren Babys 			
Indikation	Je nach eingesetztem MDI anwendbar bei: <ul style="list-style-type: none"> Bronchialasthma und allergisches Asthma Akute und chronische Bronchitis Bronchiektasen <ul style="list-style-type: none"> Lungenemphysem, COPD 			
Ausstattung	Mit Mundstück, Jetzt im Karton			
	Mit Erwachsenenmaske	Mit Baby- und Käfermaske	Mit Kinder- und Froschmaske	

PARI Inhalationslösungen

Produkt	PARI NaCl Inhalationslösung	PARI ProtECT® Inhalationslösung	MucoClear® 3% Inhalationslösung	MucoClear® 6% Inhalationslösung
Abbildung				
Menge	20 Amp. 60 Amp. 120 Amp.	10 Amp. 20 Amp. 60 Amp.	20 Amp. 60 Amp.	20 Amp. 60 Amp.
Bestellnr.	077G0000 077G0003 077G0006	077G6002 077G6000 077G6003	077G5000 077G5003	077G3000 077G3001
PZN	03109789 00607423 03450382	12420440 12359982 12359999	05737219 05737225	03352840 03352998
Hilfsmittelnr.	14.24.03.1001			
Zielgruppe	Für Säuglinge, Kinder und Erwachsene			
Besonderheit	Steril und ohne Konservierungsmittel			
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> Befeuchtet die Atemwege Erstattungsfähig als Trägerlösung (in Deutschland) 	<ul style="list-style-type: none"> Befeuchtet, beruhigt und schützt die Atemwege Erste Inhalationslösung mit natürlichem Ectoin 	<ul style="list-style-type: none"> Hypertone Salzlösung 3% Löst den Schleim sanft und effektiv 	<ul style="list-style-type: none"> Löst den Schleim kraftvoll und erleichtert das Abhusten Erstattungsfähig zur Therapie der Mukoviszidose ab dem 6. Lebensjahr (in Deutschland)
Ausstattung	Ampullen à 2,5 ml NaCl (0,9 %)	Ampullen à 2,5 ml (1,3 % Ectoin)	Ampullen à 4 ml NaCl (3 %)	Ampullen à 4 ml NaCl (6 %)